



가장 빠른 POCT BNP, Cardiac Triple, Tnl 정량 검사 (Myoglobin, CK-MB, Tnl)

BNP Cardiac Triple Troponin I

- 빠른 정량적 검사결과로 심장질환의 신속한 진단과 처방에 도움을 줍니다.
- 대형장비 대비 95% 수준의 정확한 테스트 결과를 제공합니다.
- 경제적인 가격으로 병원의 수익개선에 도움을 줍니다.



FREND™ System

3단계 작동으로 빠르고, 정확한 결과를 확인할 수 있습니다.
별도의 준비 과정 없이, 장비의 전원을 켜 후 바로 검사할 수 있습니다.
장비의 조작과 관리가 간단하여 쉽게 사용할 수 있습니다.
가볍고, 작은 사이즈로 응급실에 적합합니다.

- 1분 30초면 장비와 함께 제공되는 Q.C Kit로 쉽게 정도 관리를 할 수 있습니다.
- 최대 500 개까지 검사 결과의 저장이 가능하며, USB로 PC에 쉽게 데이터를 옮길 수 있습니다.
(프린터와 연결하면, 검사 결과지를 출력하여 보관할 수 있습니다.)



Test procedure



제품사양

FREND™ BNP

검사원리	면역 형광법
측정범위	30 ~ 2500 pg/mL
검체타입	EDTA - Plasma
검체용량	35 µL
검출한계	30 pg/mL
측정시간	최대 4분
포장규격	25 tests
보관온도	2 °C ~ 8 °C
유효기간	12 개월

FREND™ Troponin I

검사원리	면역 형광법
측정범위	0.05 ~ 20 ng/mL
검체타입	EDTA-Plasma
검체용량	35 µL
검출한계	0.05 ng/mL
측정시간	최대 4분
포장규격	25 tests
보관온도	2 °C ~ 8 °C
유효기간	12 개월

FREND™ Cardiac Triple

검사원리	면역 형광법
측정범위	Myoglobin: 5~500 ng/mL Troponin I: 0.05~20 ng/mL CK-MB: 1~80 ng/mL
검체타입	EDTA-Plasma
검체용량	35 µL
검출한계	Myoglobin: 5 ng/mL Troponin I: 0.05 ng/mL CK-MB: 1 ng/mL
측정시간	최대 4분
포장규격	25 tests
보관온도	2 °C ~ 8 °C
유효기간	12 개월



주문정보

FREND™ System	Cat# F10
FREND™ BNP	Cat# FRBN 025
FREND™ Cardiac Triple	Cat# FRCT 025
FREND™ Troponin I	Cat# FRTI 025

NanoEnTek

e-mail
website

sales@nanoentek.com
www.nanoentekinc.com

NanoEnTek Inc. (HQ)
서울특별시 구로구 디지털로 26길 5 12층
Tel. 02-6220-7986 Fax. 02-6220-7721